



Gebrauchsanweisung für das Hörgerätereinigungsggerät MarkV

GEBRAUCHSANWEISUNG

MARK V wird in folgender Ausführung geliefert: 230V und 50Hz. Der Wert des Sicherungsautomaten (befindet sich unten rechts) beträgt 5 Ampère. Reinigungsflüssigkeit 50ml (Flasche steht evt. unter Überdruck. Vor erster Benutzung Deckel einmal Vorsichtig aufschrauben).

Um den Vakuumschlauch zu nutzen, drücken Sie den oben angebrachten Schalter nach oben auf „DAUER“ und drehen den vorderseitig angebrachten Drehschalter nach links auf „SAUGEN“. Um die Zeituhr und Vakuumkammer zu nutzen, drücken Sie den oben angebrachten Schalter nach unten auf „ZEIT 5 min.“ und drehen den vorderseitig angebrachten Drehschalter nach rechts auf „TROCKNEN“. Die Zeituhr läuft 300 Sekunden (5 Minuten) und schaltet sich dann selbständig ab. Ein erneutes einschalten zum TROCKNEN sollte erst erfolgen wenn der Druck auf 0 bis -0,5 bar abgesunken ist oder der Deckel einmal entfernt wurde.

MARK V muss an einem gut belüftetem Platz stehen. Das Reinigungsgerät besitzt einen Wärmeschutz, so dass es sich ab einer Temperatur von ca. 70° C selbständig abschaltet. Wenn der schwarze Vakuumschlauch nicht funktionsfähig ist, sollten Sie den Keramikfilter überprüfen. Er könnte verschmutzt sein. Waschen Sie ihn mit Wasser und Seife ab. Versichern Sie sich, dass der Filter richtig sitzt und fest angezogen ist. Dies können Sie prüfen, indem Sie den schwarzen Vakuumschlauch mit dem Finger verschließen. Das Barometer sollte sich zwischen -0,7 und -0,8 bar befinden. Sollte dies nicht der Fall sein, ziehen Sie den Filter nochmals fest. **Der Keramikfilter sollte je nach Gebrauch, aber mindestens einmal in der Woche im Ultraschallbad (über Nacht den Filter trocknen lassen) gereinigt werden.** Der Auffangbehälter kann mit einem Staubsauger ausgesaugt werden. Bei wiederholtem Ein- und Ausschalten kann die Funktionsweise der Pumpe beeinträchtigt werden. In diesem Fall schalten Sie das Gerät für ca. 15 Sekunden aus, um die volle Funktion wieder zu erhalten.

REINIGUNGSABLAUF FÜR HÖRGERÄTE

Wählen Sie einen geeigneten Aufsatz, der möglichst dem Durchmesser der Mikrofonöffnung, bzw. der Höreröffnung entspricht. Beachten Sie während des Arbeitsvorganges das Barometer. Es sollte sich zwischen -0,6 und -0,7 bar befinden. Wenn nicht, wählen Sie einen größeren Aufsatz. Bewegen Sie den Aufsatz ca. 5 - 6 mal langsam hin und her. Die Bohrung sollte ebenfalls auf diese Weise gereinigt werden.

Reinigen Sie mit Hilfe der Druckluft aus dem gelben Schlauch die Bohrung und die Lautstärkesteller. Benutzen Sie die Druckluft nur, wenn der Drehschalter auf „SAUGEN“ steht. Als nächstes legen Sie die Hörgeräte in die Vakuumkammer (der Deckel für die Kammer befindet sich an der Geräterückseite). Um die Zeituhr zu aktivieren, drücken Sie den Schalter nach unten auf „ZEIT 5 min.“. Die Zeituhr läuft 5 Minuten und schaltet sich automatisch ab.

Reinigen Sie dann erneut Mikrofon und Hörer wie oben angegeben. Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, daß die Aufsätze verstopfen. Dies erkennen Sie daran, daß das Barometer bis an die Skalagrenze ansteigt und sich nicht mehr bewegt. In diesem Fall setzen Sie die Nadeln auf den gelben Druckluftschlauch um sie zu reinigen. Wenn dies nicht ausreicht, legen Sie die Nadeln bitte in ein Ultraschallbad zum Reinigen.

Bei extremen Verschmutzungen kann es hilfreich sein, den Hörer oder Mikrofon mit Hilfe unserer Reinigungsflüssigkeit zu beträufeln. Lassen Sie diese ein paar Minuten einwirken und reinigen Sie den Hörer oder Mikrofon erneut mit dem Vakuumschlauch.

GARANTIE

Mit **MARK V** haben Sie eine Garantie von **1 Jahr** auf alle Bauteile (ausgenommen mutwillige Zerstörung). Diese Garantie erlischt, wenn das Gerät von Unbefugten geöffnet wird.

Kontakt: mail: info@eccola.de Tel.: 0049 7162-948996
eccola GmbH – Im Alber 8 – 73084 Salach